



WELCOME TO SILICONE VALUE

DEKU LIFE



YOUR HEALTHCARE- AND
LIFESTYLEPRODUCT
MANUFACTURER



DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner

Silikon-Liner mit 3 mm und 6mm Wandstärke, für Pin-Anschluss-Systeme

Der Comfort Sil Locking Liner ist aus einem besonders komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet ein optimiertes Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners. Die eingearbeitete Matrix reduziert den distalen Hub auf ein Minimum. Der distale Anschluss ist mit einer Rotationskontrolle ausgestattet und passt zu allen herkömmlichen Pin-Typen.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 2
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm 6 mm
Matrix:	im Textil eingearbeitet
Distaler Anschluss:	mit
Farbe:	hellgrau
Artikelnummer:	3mm: 120-CL-1-330-xx (xx = Größe) 6mm: 120-CL-1-630-xx (xx = Größe)



Größenauswahl Liner

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner

Silikon-Liner mit 3mm und 6 mm Wandstärke, für Vakuum-Schaft-Systeme

Der Comfort Sil Cushion Liner ist aus einem besonders komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet ein optimiertes Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 2
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm 6 mm
Matrix:	ohne
Distaler Anschluss:	ohne
Farbe:	hellgrau
Artikelnummer:	3mm: 120-CC-1-330-xx (xx = Größe) 6mm: 120-CC-1-630-xx (xx = Größe)



Größenauswahl Liner

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil TF Liner

Silikon-Liner mit 2 mm Wandstärke

Der Comfort Sil TF Liner ist aus einem mittelfesten medizinischen Silikon hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet ein optimiertes Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners. Der distale Anschluss ist mit einer Rotationskontrolle ausgestattet und passt zu allen herkömmlichen Pin-Typen.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 3
Größe:	25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45,
Wandstärke:	2 mm
Matrix:	ohne
Distaler Anschluss:	mit
Farbe:	hellgrau
Artikelnummer:	120-CTF-1-240-xx (xx = Größe)



Größenauswahl Liner

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Universal Sil Locking

Silikon-Liner mit 3 mm Wandstärke, für Pin-Anschluss-Systeme

Der Universal Sil Locking Liner ist aus einem robusteren, aber trotzdem komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet Stabilität bei gleichzeitig gutem Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners. Die im Textil eingearbeitete Matrix reduziert den distalen Hub auf ein Minimum. Der distale Anschluss ist mit einer Rotationskontrolle ausgestattet und passt zu allen herkömmlichen Pin-Typen.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 4
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm
Matrix:	im Textil eingearbeitet
Distaler Anschluss:	mit
Farbe:	hellgrau
Artikelnummer:	120-UL-1-340-xx {xx = Größe}

**Größenauswahl Liner**


Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Universal Sil Cushion Liner

Silikon-Liner mit 3mm Wandstärke, für Vakuum-Schaft-Systeme

Der Universal Sil Cushion Liner ist aus einem robusteren, aber trotzdem komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet Stabilität bei gleichzeitig gutem Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners. Die im Textil eingearbeitete Matrix gibt zusätzliche Sicherheit.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 4
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm
Matrix:	im Textil eingearbeitet
Distaler Anschluss:	ohne
Farbe:	hellgrau
Artikelnummer:	120-UC-1-340-xx (xx = Größe)

**Größenauswahl Liner**


Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Post-OP Sil Locking

Silikon-Liner mit 3 mm Wandstärke

Der Post-OP Locking Liner ist aus einem robusteren, aber trotzdem komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der Liner ist ohne Textil zur Anwendung direkt nach der OP.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 2
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm
Matrix:	ohne
Distaler Anschluss:	mit
Farbe:	weiß
Artikelnummer:	120-PL-1-340-xx [xx = Größe]

**Größenauswahl Liner**


Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Post-OP Sil Cushion Liner

Silikon-Liner mit 3mm Wandstärke

Der Post-OP Sil Cushion Liner ist aus einem robusteren, aber trotzdem komfortablen und weichen medizinischen Silikon hergestellt. Der Liner ist ohne Textil zur Anwendung direkt nach der OP.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 2
Größe:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wandstärke:	3 mm
Matrix:	ohne
Distaler Anschluss:	ohne
Farbe:	weiß
Artikelnummer:	120-PC-1-340-xx [xx = Größe]

**Größenauswahl Liner**

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner

Gel-Liner, für Pin-Anschluss-Systeme

Der Comfort Gel Locking Liner ist aus einem besonders komfortablen und weichen medizinischen Gel hergestellt. Der Funktionstextilüberzug bietet ein optimiertes Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners. Der Liner ist mit einem distalen Anschluss ausgestattet und passt zu allen herkömmlichen Pin-Typen.

Produktinformationen			
Mobilitätsgrad:	1 bis 3		
Größe:	S, M, L, XL und XXL		
Wandstärken:	3/3; 3/6 und 3/9 (Hinterseite / Vorderseite)		
Matrix:	ohne		
Distaler Anschluss:	mit		
Farbe:	dunkelgrau		
Artikelnummer:	3/3mm	125-CL-1-330-xx	{xx = Größe}
	3/6mm	125-CL-1-630-xx	{xx = Größe}
	3/9mm	125-CL-1-930-xx	{xx = Größe}



Größenauswahl Liner

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner

Gel-Liner, für Vakuum-Schaft-Systeme

Der Comfort Gel Cushion Liner ist aus einem besonders komfortablen und weichen medizinischen Gel hergestellt. Der Funktionstextilüberzug bietet ein optimiertes Abrollverhalten für ein einfaches An- und Ausziehen des Liners.

Produktinformationen			
Mobilitätsgrad:	1 bis 3		
Größe:	S, M, L, XL und XXL		
Wandstärke:	3/3; 3/6 und 3/9 (Hinterseite / Vorderseite)		
Matrix:	ohne		
Distaler Anschluss:	ohne		
Farbe:	dunkelgrau		
Artikelnummer:	3/3mm	125-CC-1-330-xx	(xx = Größe)
	3/6mm	125-CC-1-630-xx	(xx = Größe)
	3/9mm	125-CC-1-930-xx	(xx = Größe)



Größenauswahl Liner

Der Sitz der Prothese ist entscheidend für den Tragekomfort. Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes und wählen Sie die gemessene Größe oder die am nächsten kommende kleinere Größe aus.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sleeve

Gel-Kniekappe mit 3mm Wandstärke, konische Form

Die Comfort Sleeve ist aus einem weichen und geschmeidigen medizinischen Gel hergestellt. Der nahtlos gestrickte Textilüberzug bietet höchste Flexibilität in der Dehnung.

Einsatzzweck: Die Kniekappe dient bei Unterschenkelamputationen als Haftvermittlung zwischen Amputationsstumpf bzw. Liner und der Prothese. Durch den luftdichten Abschluss zwischen Schaft und Haut des Anwenders sichert sie die Prothese. Die Kniekappe wird auch als Dichtkappe in der Vakuum-Schaft-Technik eingesetzt.

Produktinformationen	
Mobilitätsgrad:	1 bis 4
Größe:	S, Umfang Oberschenkel 30 - 40 cm M, Umfang Oberschenkel 38 - 50 cm L, Umfang Oberschenkel 48 - 64 cm
Wandstärke:	3 mm
Länge:	35 cm
Farbe:	anthrazit, beige
Artikelnummer:	anthr. 126-CS-1A-330-xx [xx = Größe] beige 126-CS-1B-330-xx [xx = Größe]



Größenauswahl Kniekappe

Messen Sie den Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patella und wählen Sie die entsprechende Größe der Kniekappe aus.

DEKULIFE Footcare

DEKULIFE Comfort Silicone Insole

Die DEKULIFE Comfort Silicone Insole dient der allgemeinen Verbesserung des Komforts und der Reduzierung von Beschwerden oder Schmerzen im Bereich des Vor-, Mittel- und Rückfußes. Das verwendete Silikon schützt durch seine hervorragenden Absorptions- & Dämpfungseigenschaften vor Stößen und Erschütterungen. Dabei sorgt die gleichmäßige Druckverteilung für einen hohen Tragekomfort.

Produktinformationen

Größe:	1 = 37 - 38
	2 = 39 - 40
	3 = 41 - 42
	4 = 43 - 44
	5 = 45 - 46



Materialinformation

Alle Footcare Produkte sind aus medizinischem Silikon hergestellt und erfüllen somit die höchsten Qualitätsansprüche.


DEKULIFE Footcare

DEKULIFE Comfort Silicone Heel Cup

Die DEKULIFE Comfort Silicon Heel Cup dient der allgemeinen Verbesserung des Komforts und der Reduzierung von Beschwerden oder Schmerzen im Bereich Rückfußes. Das verwendete Silikon schützt durch seine hervorragenden Absorptions- & Dämpfungseigenschaften vor Stößen und Erschütterungen. Dabei sorgt die gleichmäßige Druckverteilung für einen hohen Tragekomfort.

Produktinformationen

Größe:	1 = 36 - 38
	2 = 39 - 41
	3 = 42 - 44



Materialinformation

Alle Footcare Produkte sind aus medizinischem Silikon hergestellt und erfüllen somit die höchsten Qualitätsansprüche.

DEKULIFE Breast Care

DEKULIFE Comfort Silicone Breast Protheses

DEKULIFE Brustprothesen dienen dem anatomischen und seelischen Ausgleich nach einer Brustoperation. Sie bestehen aus einem natürlich weichen, medizinischen Silikongel, welches von einer reißfesten, hygienischen und hautfreundlichen Folie umschlossen wird. Unsere Prothesen bieten den individuell benötigten Gewichtsausgleich und passen sich Ihren natürlichen Bewegungen perfekt an.

Ausführungsvielfalt:

- Symmetrisch / asymmetrisch
- Tropfenform
- Dreiecksform
- Matte / glänzende Oberfläche
- Weich bis extra weich
- Mit / ohne Mamille
- Links / rechts
- Verschiedene Farbabstufungen (Teint)
- Modellabhängige Größen von 60 - 130

Fordern Sie bei Interesse gerne unsere Komplettübersicht an.



Materialinformation

Alle Produkte sind aus medizinischen Silikongel hergestellt und erfüllen somit die höchsten Qualitätsansprüche.

DEKULIFE Accessories

DEKULIFE Comfort Gel Cushion

DEKULIFE Gel Kissen wurden für maximalen Komfort entwickelt. Die mechanischen Eigenschaften des speziell formulierten Silikongels sorgen für eine optimale Absorption und Dämpfung von Erschütterungen, sowie eine gleichmäßige Druckverteilung. Die Ausführung kann dabei individuell auf Ihre Anwendung angepasst werden.

Anwendungsbeispiele:

- Motorradsitze
- Autositze
- Fahrradsitze
- Dekubitus Kissen
- Sattelkeilkissen

und vieles mehr...



Materialinformation

Alle Gelaufagen sind aus medizinischen Silikongel hergestellt und erfüllen somit die höchsten Qualitätsansprüche.

DEKULIFE Accessories


DEKULIFE Bandage Pelottes

Im Bereich der Pelotten beliefern wir weltweit Bandagenhersteller mit Qualität Made in Germany. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse beginnt unser Serviceangebot schon bei der Produktentwicklung. Wir begleiten Sie gerne von der Idee bis zur Serienfertigung. Alternativ bedienen Sie sich komfortabel aus unserer umfangreichen Modellpalette.

Ihre Vorteile:

- Konstruktionsunterstützung
- Beratung bei der richtigen Materialauswahl (Silikon oder TPE)
- Optimierung der Teilegeometrie
- Möglichkeit des Materialverbundes (z. B. Kombination mit Klett, Verstärkungselementen etc.)
- Auswahlmöglichkeit diverser Härtegrade
- Prototypenfertigung
- Herstellung der Serienwerkzeuge
- Serienfertigung
- Zugriff auf eine große Modellpalette [*kundenspezifische Formen ausgeschlossen]

Überzeugen Sie sich gerne im Rahmen einer unverbindlichen Musterlieferung von unserer Qualität.




Materialinformation

Alle unserer Pelotten sind aus medizinischem Silikon oder TPE hergestellt und erfüllen somit die höchsten Qualitätsansprüche.

Artikelliste Socket Comfort

1. DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
3mm			
120-CL-1-330-16	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	16
120-CL-1-330-18	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	18
120-CL-1-330-20	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	20
120-CL-1-330-21	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	21
120-CL-1-330-22	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	22
120-CL-1-330-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	23,5
120-CL-1-330-25	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	25
120-CL-1-330-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	26,5
120-CL-1-330-28	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	28
120-CL-1-330-30	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	30
120-CL-1-330-32	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	32

Artikelliste Socket Comfort

Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-CL-1-330-34	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	34
120-CL-1-330-36	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	36
120-CL-1-330-38	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	38
120-CL-1-330-40	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	40
120-CL-1-330-42	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	42
120-CL-1-330-45	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	45
6mm			
120-CL-1-630-16	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	16
120-CL-1-630-18	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	18
120-CL-1-630-20	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	20
120-CL-1-630-21	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	21
120-CL-1-630-22	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	22
120-CL-1-630-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	23,5
120-CL-1-630-25	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	25
120-CL-1-630-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	26,5
120-CL-1-630-28	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	28
120-CL-1-630-30	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	30
120-CL-1-630-32	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	32

Artikelliste Socket Comfort

120-CL-1-630-34	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	34
120-CL-1-630-36	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	36
120-CL-1-630-38	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	38
120-CL-1-630-40	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	40
120-CL-1-630-42	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	42
120-CL-1-630-45	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	Mit Innenmatrix & distalem Anschluss	45

Artikelliste Socket Comfort

2. DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
3mm			
120-CC-1-330-16	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	16
120-CC-1-330-18	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	18
120-CC-1-330-20	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	20
120-CC-1-330-21	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	21
120-CC-1-330-22	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	22
120-CC-1-330-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	23,5
120-CC-1-330-25	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	25
120-CC-1-330-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	26,5
120-CC-1-330-28	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	28
120-CC-1-330-30	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	30
120-CC-1-330-32	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	32

Artikelliste Socket Comfort

Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-CC-1-330-34	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	34
120-CC-1-330-36	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	36
120-CC-1-330-38	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	38
120-CC-1-330-40	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	40
120-CC-1-330-42	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	42
120-CC-1-330-45	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	45
6mm			
120-CC-1-630-16	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	16
120-CC-1-630-18	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	18
120-CC-1-630-20	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	20
120-CC-1-630-21	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	21
120-CC-1-630-22	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	22
120-CC-1-630-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	23,5
120-CC-1-630-25	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	25
120-CC-1-630-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	26,5
120-CC-1-630-28	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	28
120-CC-1-630-30	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	30
120-CC-1-630-32	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	32

Artikelliste Socket Comfort

120-CC-1-630-34	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	34
120-CC-1-630-36	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	36
120-CC-1-630-38	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	38
120-CC-1-630-40	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	40
120-CC-1-630-42	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	42
120-CC-1-630-45	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	Ohne Innenmatrix & ohne Distalanschluss	45

Artikelliste Socket Comfort

3. DEKULIFE Comfort Sil TF Locking Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-CTF-1-240-25	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	25
120-CTF-1-240-26,5	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	26,5
120-CTF-1-240-28	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	28
120-CTF-1-240-30	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	30
120-CTF-1-240-32	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	32
120-CTF-1-240-34	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	34
120-CTF-1-240-36	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	36
120-CTF-1-240-38	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	38
120-CTF-1-240-40	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	40
120-CTF-1-240-42	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	42
120-CTF-1-240-45	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	45
120-CTF-1-240-50	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	50
120-CTF-1-240-55	DEKULIFE Comfort Sil TF	Mit Distalanschluss	55

Artikelliste Socket Comfort


4. DEKULIFE Universal Sil Locking Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-UL-1-340-16	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	16
120-UL-1-340-18	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	18
120-UL-1-340-20	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	20
120-UL-1-340-21	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	21
120-UL-1-340-22	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	22
120-UL-1-340-23,5	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	23,5
120-UL-1-340-25	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	25
120-UL-1-340-26,5	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	26,5
120-UL-1-340-28	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	28
120-UL-1-340-30	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	30
120-UL-1-340-32	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	32
120-UL-1-340-34	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	34
120-UL-1-340-36	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	36
120-UL-1-340-38	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	38
120-UL-1-340-40	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	40
120-UL-1-340-42	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	42
120-UL-1-340-45	DEKULIFE Universal Sil Locking	Mit distalem Anschluss	45

Artikelliste Socket Comfort

5. DEKULIFE Universal Sil Cushion Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-UC-1-340-16	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	16
120-UC-1-340-18	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	18
120-UC-1-340-20	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	20
120-UC-1-340-21	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	21
120-UC-1-340-22	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	22
120-UC-1-340-23,5	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	23,5
120-UC-1-340-25	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	25
120-UC-1-340-26,5	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	26,5
120-UC-1-340-28	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	28
120-UC-1-340-30	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	30
120-UC-1-340-32	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	32
120-UC-1-340-34	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	34
120-UC-1-340-36	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	36
120-UC-1-340-38	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	38
120-UC-1-340-40	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	40
120-UC-1-340-42	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	42
120-UC-1-340-45	DEKULIFE Universal Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	45

Artikelliste Socket Comfort


6. DEKULIFE Post-OP Sil Locking Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-PL-1-340-16	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	16
120-PL-1-340-18	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	18
120-PL-1-340-20	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	20
120-PL-1-340-21	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	21
120-PL-1-340-22	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	22
120-PL-1-340-23,5	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	23,5
120-PL-1-340-25	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	25
120-PL-1-340-26,5	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	26,5
120-PL-1-340-28	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	28
120-PL-1-340-30	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	30
120-PL-1-340-32	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	32
120-PL-1-340-34	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	34
120-PL-1-340-36	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	36
120-PL-1-340-38	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	38
120-PL-1-340-40	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	40
120-PL-1-340-42	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	42
120-PL-1-340-45	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	Mit distalem Anschluss	45

Artikelliste Socket Comfort

7. DEKULIFE Post-OP Sil Cushion Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
120-PC-1-340-16	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	16
120-PC-1-340-18	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	18
120-PC-1-340-20	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	20
120-PC-1-340-21	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	21
120-PC-1-340-22	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	22
120-PC-1-340-23,5	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	23,5
120-PC-1-340-25	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	25
120-PC-1-340-26,5	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	26,5
120-PC-1-340-28	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	28
120-PC-1-340-30	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	30
120-PC-1-340-32	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	32
120-PC-1-340-34	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	34
120-PC-1-340-36	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	36
120-PC-1-340-38	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	38
120-PC-1-340-40	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	40
120-PC-1-340-42	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	42
120-PC-1-340-45	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	Ohne Distalanschluss	45

Artikelliste Socket Comfort

8. DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
3/3mm			
125-CL-1-330-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/3 mm	S
125-CL-1-330-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/3 mm	M
125-CL-1-330-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/3 mm	L
125-CL-1-330-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/3 mm	XL
125-CL-1-330-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/3 mm	XXL
3/6mm			
125-CL-1-630-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/6 mm	S
125-CL-1-630-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/6 mm	M
125-CL-1-630-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/6 mm	L
125-CL-1-630-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/6 mm	XL
125-CL-1-630-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/6 mm	XXL

Artikelliste Socket Comfort

3/9mm			
125-CL-1-930-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/9 mm	S
125-CL-1-930-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/9 mm	M
125-CL-1-930-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/9 mm	L
125-CL-1-930-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/9 mm	XL
125-CL-1-930-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	Mit Distalanschluss 3/9 mm	XXL

Artikelliste Socket Comfort

9. DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
3/3mm			
125-CC-1-330-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/3 mm	S
125-CC-1-330-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/3 mm	M
125-CC-1-330-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/3 mm	L
125-CC-1-330-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/3 mm	XL
125-CC-1-330-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/3 mm	XXL
3/6mm			
125-CC-1-630-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/6 mm	S
125-CC-1-630-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/6 mm	M
125-CC-1-630-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/6 mm	L
125-CC-1-630-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/6 mm	XL
125-CC-1-630-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/6 mm	XXL

Artikelliste Socket Comfort

3/9mm			
125-CC-1-930-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/9 mm	S
125-CC-1-930-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/9 mm	M
125-CC-1-930-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/9 mm	L
125-CC-1-930-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/9 mm	XL
125-CC-1-930-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	Ohne Distalanschluss 3/9 mm	XXL

Artikelliste Socket Comfort

10. DEKULIFE Comfort Kniekappe



Artikelnummer	Typ	Beschreibung	Größe
126-CS-1A-330-S	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: grau	S
126-CS-1A-330-M	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: grau	M
126-CS-1A-330-L	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: grau	L
126-CS-1B-330-S	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: beige	S
126-CS-1B-330-M	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: beige	M
126-CS-1B-330-L	DEKULIFE Comfort Kniekappe	Textilfarbe: beige	L

DEKU
LIFE

DEKU
PRO

DEKU
TEQ

DEKUMED Kunststoff- und
Medizintechnik GmbH & Co.KG
Am Anger 27
83233 Bernau am Chiemsee
Deutschland

Fon: +49 (0)8051 – 967 33
Fax: +49 (0)8051 – 967 34 44
E-Mail: info@dekugroup.de

www.dekugroup.de




DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner

Silicone liner with 3 mm and 6 mm wall thickness, for pin connection systems

The Comfort Sil Locking Liner is made of a particularly comfortable and soft medical grade silicone. The seamless knitted textile offers an optimized rolling behavior for easy dressing and taking off the liner. The integrated matrix reduces the distal elongation to a minimum. The distal connector is equipped with a rotation control and fits all conventional pin types.

Product details	
Mobility level:	1 to 2
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm 6 mm
Matrix:	integrated in knitted fabric
Distal connection: with	
Color:	light grey
Item No.:	3mm: 120-CL-1-330-xx (xx = size) 6mm: 120-CL-1-630-xx (xx = size)



Size determination

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner

Silicone liner with 3 mm and 6 mm wall thickness, for vacuum socket systems

The Comfort Sil Cushion Liner is made of a particularly comfortable and soft medical grade silicone. The seamless knitted textile offers an optimized rolling behavior for easy dressing and taking off the liner.

Product details	
Mobility level:	1 to 2
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm 6 mm
Matrix:	without
Distal connection:	without
Color:	light grey
Item No.:	3mm: 120-CC-1-330-xx (xx = size) 6mm: 120-CC-1-630-xx (xx = size)



Size determination

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sil TF Liner

Silicone liner with 2 mm wall thickness

The Comfort Sil TF Liner is made of a medium-strength medical grade silicone. The seamless knitted textile offers an optimized rolling behavior for easy dressing and taking off the liner. The distal connector is equipped with a rotation control and fits all conventional pin types.

Product details	
Mobility level:	1 to 3
Size:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55
Wall thickness:	2 mm
Matrix:	without
Distal connection:	with
Color:	light grey
Item No.:	120-CTF-1-240-xx (xx = size)



Size determination:

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Universal Sil Locking

Silicone liner with 3 mm wall thickness, for pin connection systems

The Universal Sil Locking Liner is made of a more robust, but also comfortable and soft medical grade silicone. The seamless knitted textile offers stability and good rolling behaviour for easy dressing and taking off the liner. The integrated matrix reduces the distal elongation to a minimum. The distal connector is equipped with a rotation control and fits all conventional pin types.

Product details	
Mobility level:	1 to 4
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm
Matrix:	integrated in knitted fabric
Distal connecticon: with	
Color:	light grey
Item No.:	120-UL-1-340-xx (xx = size)



Size determination:


The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Universal Sil Cushion Liner

Silicone liner with 3mm wall thickness, for vacuum socket systems

The Universal Sil Cushion Liner is made of a more robust, but also comfortable and soft medical grade silicone. The seamless knitted textile offers stability and good rolling behaviour for easy dressing and taking off the liner. The integrated matrix reduces the distal elongation to a minimum.

Product details	
Mobility level:	1 to 4
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm
Matrix:	integrated in knitted fabric
Distal connection:	without
Color:	light grey
Item No.:	120-UC-1-340-xx [xx = size]

**Size determination:**

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Post-OP Sil Locking

Silicone liner with 3mm wall thickness

The Post-OP Sil Locking Liner is made of a more robust, but also comfortable and soft medical grade silicone. The Liner is without knitted fabric and for the direct use after surgery.

Product details	
Mobility level:	1 to 2
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm
Matrix:	without
Distal connection:	with
Color:	white
Item No.:	120-PL-1-340-xx [xx = size]

**Size determination:**


The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Post-OP Sil Cushion Liner

Silicone liner with 3mm wall thickness

The Post-OP Sil Cushion Liner is made of a more robust, but also comfortable and soft medical grade silicone. The Liner is without knitted fabric and for the direct use after surgery.

Product details	
Mobility level:	1 bis 2
Size:	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
Wall thickness:	3 mm
Matrix:	without
Distal connection:	without
Color:	white
Item No.:	120-PC-1-340-xx [xx = size]

**Size determination:**

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner

Gel-liner, for pin connection systems

The Comfort Gel Locking Liner is made out of a particularly comfortable and soft medical gel. The functional textile offers an optimized rolling behavior for easy dressing and taking off the liner. The liner is equipped with a distal connector and fits all conventional pin types.

Product details			
Mobility level:	1 to 3		
Size:	S, M, L, XL and XXL		
Wall thickness:	3/3; 3/6 and 3/9 [back / front]		
matrix:	without		
Distal connection:	with		
Color:	dark grey		
Item No.:	3/3mm	125-CL-1-330-xx	{xx = size}
	3/6mm	125-CL-1-630-xx	{xx = size}
	3/9mm	125-CL-1-930-xx	{xx = size}



Size determination

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner

Gel-liner, for vacuum shaft systems

The Comfort Gel Cushion Liner is made of a particularly comfortable and soft medical gel. The functional textile offers an optimized rolling behavior for easy dressing and taking off the liner.

Product details			
Mobility level:	1 to 3		
Size:	S, M, L, XL and XXL		
Wall thickness:	3/3; 3/6 and 3/9 (back / front)		
matrix:	without		
Distal connection:	without		
Color:	dark grey		
Item No.:	3/3 mm	125-CC-1-330-xx	{xx = size}
	3/6 mm	125-CC-1-630-xx	{xx = size}
	3/9 mm	125-CC-1-930-xx	{xx = size}



Size determination

The fit of the prosthesis is crucial for wearing comfort. Measure the residual circumference 4 cm above the distal end of the residual limb and select the liner corresponding to the measured size or the next smaller size.

DEKULIFE Socket Comfort

DEKULIFE Comfort Sleeve

Gel sleeve with 3mm wall thickness, conical shape

The Comfort Sleeve is made of a soft and smooth medical grade gel. The seamless knitted textile offers maximum flexibility in stretching.

Purpose: The knee sleeve serves as an adhesion between the residual limb or liner and the prosthesis. Due to the airtight closure between the socket and skin of the user, it secures the prosthesis. The knee sleeve is also used as a sealing cap in vacuum socket technology.

Product details	
Mobility level:	1 to 4
Size:	S, circumference thigh 30 - 40 cm M, circumference thigh 38 - 50 cm L, circumference thigh 48 - 64 cm
Wall thickness:	3 mm
Length:	35 cm
Color:	anthracite, beige
Item No.:	anthr. 126-CS-1A-330-xx (xx = size) beige 126-CS-1B-330-xx (xx = size)



Size determination:

Measure the circumference 15 cm above the patella and select the appropriate size of the knee sleeve.

DEKULIFE Footcare

DEKULIFE Comfort Silicone Insole

The DEKULIFE Comfort Silicone Insole serves the general improvement of comfort and the reduction of discomfort or pain in the area of the forefoot, midfoot and backfoot. The silicone used protects against shocks due to its excellent absorption and damping properties. The uniform pressure distribution ensures a high wearing comfort.

Product details

Size:	1 = 37 – 38
	2 = 39 – 40
	3 = 41 – 42
	4 = 43 – 44
	5 = 45 - 46



Material information

All Footcare products are made of medical grade silicone and therefore meet the highest quality standards.


DEKULIFE Footcare

DEKULIFE Comfort Silicone Heel Cup

The DEKULIFE Comfort Silicone Heel Cup serves the general improvement of comfort and the reduction of discomfort or pain in the back foot area. The silicone used protects against shocks due to its excellent absorption and damping properties. The uniform pressure distribution ensures a high wearing comfort.

Product details

Size:	1 = 36 – 38
	2 = 39 – 41
	3 = 42 - 44



Material information

All Footcare products are made of medical grade silicone and therefore meet the highest quality standards.

DEKULIFE Breast Care

DEKULIFE Comfort Silicone Breast Prostheses

DEKULIFE breast prostheses are used for anatomical and mental balance after breast surgery. They consist of a naturally soft, medical silicone gel, which is enclosed by a tear-resistant, hygienic and skin-friendly film. Our prostheses offer the individually required weight balance and adapt perfectly to your natural movements.

Variety of designs:

- symmetrical / asymmetrical
- drop shape
- triangular shape
- matt / glossy surface
- soft to extra soft
- with / without Mamille
- left / right
- different color gradations (complexion)
- model-dependent sizes from 60 - 130

If you are interested, please request our complete overview.



Material information

All products are made of medical grade silicone gel and therefore meet the highest quality standards.

DEKULIFE Accessories

DEKULIFE Comfort Gel Cushion

DEKULIFE Gel cushions have been developed for maximum comfort. The mechanical properties of the specially formulated silicone gel ensure optimal absorption and damping of vibrations, as well as an even pressure distribution. The shape can be individually adapted to your application.

Examples:

- motorcycle seats
- car seats
- bicycle seats
- decubitus cushion
- saddle wedge cushion

and much more...



Material information

All gel pads are made of medical grade silicone gel and therefore meet the highest quality standards.

DEKULIFE Accessories


DEKULIFE Bandage Pelottes

In the field of pelottes, we supply bandage manufacturers worldwide with quality Made in Germany. Tailored to your needs, our range of services already begins with product development. We are happy to accompany you from the product idea right up to the final series production. Alternatively, you can choose comfortably from our wide range of existing models.

Your benefits:

- design support
- advice on the right choice of material (silicone or TPE)
- optimization of part geometry
- possibility of material composite (e.B. combination with Velcro, reinforcement elements etc.)
- selection from a wide range of material hardness
- prototype production
- production of serial tools
- mass production
- access to a wide range of models [*customer-specific shapes excluded]

You are welcome to convince yourself of our quality by taking a non-binding sample delivery.



Material information:

All our pelottes are made of medical grade silicone or TPE and therefore meet the highest quality standards.

Item list Socket Comfort

1. DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner



Item No.	Type	Description	Size
3mm			
120-CL-1-330-16	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	16
120-CL-1-330-18	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	18
120-CL-1-330-20	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	20
120-CL-1-330-21	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	21
120-CL-1-330-22	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	22
120-CL-1-330-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	23,5
120-CL-1-330-25	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	25
120-CL-1-330-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	26,5
120-CL-1-330-28	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	28
120-CL-1-330-30	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	30
120-CL-1-330-32	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	32

Item list Socket Comfort

Item No.	Type	Description	Size
120-CL-1-330-34	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	34
120-CL-1-330-36	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	36
120-CL-1-330-38	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	38
120-CL-1-330-40	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	40
120-CL-1-330-42	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	42
120-CL-1-330-45	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 3mm	with inner matrix & distal connection	45
6mm			
120-CL-1-630-16	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	16
120-CL-1-630-18	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	18
120-CL-1-630-20	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	20
120-CL-1-630-21	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	21
120-CL-1-630-22	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	22
120-CL-1-630-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	23,5
120-CL-1-630-25	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	25
120-CL-1-630-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	26,5
120-CL-1-630-28	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	28
120-CL-1-630-30	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	30
120-CL-1-630-32	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	32

Item list Socket Comfort

120-CL-1-630-34	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	34
120-CL-1-630-36	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	36
120-CL-1-630-38	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	38
120-CL-1-630-40	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	40
120-CL-1-630-42	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	42
120-CL-1-630-45	DEKULIFE Comfort Sil Locking Liner / 6mm	with inner matrix & distal connection	45

Item list Socket Comfort

2. DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner



Item No.	Type	Description	Size
3mm			
120-CC-1-330-16	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	16
120-CC-1-330-18	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	18
120-CC-1-330-20	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	20
120-CC-1-330-21	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	21
120-CC-1-330-22	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	22
120-CC-1-330-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	23,5
120-CC-1-330-25	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	25
120-CC-1-330-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	26,5
120-CC-1-330-28	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	28
120-CC-1-330-30	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	30
120-CC-1-330-32	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	32

Item list Socket Comfort

120-CC-1-330-34	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	34
120-CC-1-330-36	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	36
120-CC-1-330-38	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	38
120-CC-1-330-40	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	40
120-CC-1-330-42	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	42
120-CC-1-330-45	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 3mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	45
6mm			
120-CC-1-630-16	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	16
120-CC-1-630-18	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	18
120-CC-1-630-20	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	20
120-CC-1-630-21	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	21
120-CC-1-630-22	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	22
120-CC-1-630-23,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	23,5
120-CC-1-630-25	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	25
120-CC-1-630-26,5	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	26,5
120-CC-1-630-28	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	28
120-CC-1-630-30	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	30
120-CC-1-630-32	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	32

Item list Socket Comfort

120-CC-1-630-34	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	34
120-CC-1-630-36	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	36
120-CC-1-630-38	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	38
120-CC-1-630-40	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	40
120-CC-1-630-42	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	42
120-CC-1-630-45	DEKULIFE Comfort Sil Cushion Liner / 6mm	w/o inner matrix, w/o distal connection	45

Item list Socket Comfort


3. DEKULIFE Comfort Sil TF Locking Liner



Item No.	Type	Description	Size
120-CTF-1-240-25	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	25
120-CTF-1-240-26,5	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	26,5
120-CTF-1-240-28	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	28
120-CTF-1-240-30	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	30
120-CTF-1-240-32	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	32
120-CTF-1-240-34	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	34
120-CTF-1-240-36	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	36
120-CTF-1-240-38	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	38
120-CTF-1-240-40	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	40
120-CTF-1-240-42	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	42
120-CTF-1-240-45	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	45
120-CTF-1-240-50	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	50
120-CTF-1-240-55	DEKULIFE Comfort Sil TF	with distal connection	55

Artikelliste Socket Comfort


4. DEKULIFE Universal Sil Locking Liner



Item No.	Type	Description	Size
120-UL-1-340-16	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	16
120-UL-1-340-18	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	18
120-UL-1-340-20	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	20
120-UL-1-340-21	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	21
120-UL-1-340-22	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	22
120-UL-1-340-23,5	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	23,5
120-UL-1-340-25	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	25
120-UL-1-340-26,5	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	26,5
120-UL-1-340-28	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	28
120-UL-1-340-30	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	30
120-UL-1-340-32	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	32
120-UL-1-340-34	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	34
120-UL-1-340-36	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	36
120-UL-1-340-38	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	38
120-UL-1-340-40	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	40
120-UL-1-340-42	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	42
120-UL-1-340-45	DEKULIFE Universal Sil Locking	with distal connection	45

Artikelliste Socket Comfort


5. DEKULIFE Universal Sil Cushion Liner



Item No.	Type	Description	Size
120-UC-1-340-16	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	16
120-UC-1-340-18	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	18
120-UC-1-340-20	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	20
120-UC-1-340-21	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	21
120-UC-1-340-22	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	22
120-UC-1-340-23,5	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	23,5
120-UC-1-340-25	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	25
120-UC-1-340-26,5	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	26,5
120-UC-1-340-28	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	28
120-UC-1-340-30	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	30
120-UC-1-340-32	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	32
120-UC-1-340-34	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	34
120-UC-1-340-36	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	36
120-UC-1-340-38	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	38
120-UC-1-340-40	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	40
120-UC-1-340-42	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	42
120-UC-1-340-45	DEKULIFE Universal Sil Cushion	w/o distal connection	45

Artikelliste Socket Comfort


6. DEKULIFE Post-OP Sil Locking Liner



Item No.	Type	Description	Size
120-PL-1-340-16	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	16
120-PL-1-340-18	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	18
120-PL-1-340-20	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	20
120-PL-1-340-21	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	21
120-PL-1-340-22	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	22
120-PL-1-340-23,5	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	23,5
120-PL-1-340-25	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	25
120-PL-1-340-26,5	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	26,5
120-PL-1-340-28	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	28
120-PL-1-340-30	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	30
120-PL-1-340-32	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	32
120-PL-1-340-34	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	34
120-PL-1-340-36	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	36
120-PL-1-340-38	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	38
120-PL-1-340-40	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	40
120-PL-1-340-42	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	42
120-PL-1-340-45	DEKULIFE Post-OP Sil Locking	with distal connection	45

Artikelliste Socket Comfort

7. DEKULIFE Post-OP Sil Cushion Liner



Item No.	Type	Description	Size
120-PC-1-340-16	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	16
120-PC-1-340-18	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	18
120-PC-1-340-20	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	20
120-PC-1-340-21	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	21
120-PC-1-340-22	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	22
120-PC-1-340-23,5	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	23,5
120-PC-1-340-25	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	25
120-PC-1-340-26,5	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	26,5
120-PC-1-340-28	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	28
120-PC-1-340-30	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	30
120-PC-1-340-32	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	32
120-PC-1-340-34	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	34
120-PC-1-340-36	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	36
120-PC-1-340-38	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	38
120-PC-1-340-40	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	40
120-PC-1-340-42	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	42
120-PC-1-340-45	DEKULIFE Post-OP Sil Cushion	w/o distal connection	45

Item list Socket Comfort

8. DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner



Item No.	Type	Description	Size
3/3mm			
125-CL-1-330-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/3 mm	S
125-CL-1-330-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/3 mm	M
125-CL-1-330-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/3 mm	L
125-CL-1-330-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/3 mm	XL
125-CL-1-330-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/3 mm	XXL
3/6mm			
125-CL-1-630-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/6 mm	S
125-CL-1-630-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/6 mm	M
125-CL-1-630-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/6 mm	L
125-CL-1-630-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/6 mm	XL
125-CL-1-630-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/6 mm	XXL

Item list Socket Comfort

3/9mm			
125-CL-1-930-S	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/9 mm	S
125-CL-1-930-M	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/9 mm	M
125-CL-1-930-L	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/9 mm	L
125-CL-1-930-XL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/9 mm	XL
125-CL-1-930-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Locking Liner	with distal connection, 3/9 mm	XXL

Item list Socket Comfort

9. DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner



Item No.	Type	Description	Size
3/3mm			
125-CC-1-330-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/3 mm	S
125-CC-1-330-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/3 mm	M
125-CC-1-330-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/3 mm	L
125-CC-1-330-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/3 mm	XL
125-CC-1-330-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/3 mm	XXL
3/6mm			
125-CC-1-630-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/6 mm	S
125-CC-1-630-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/6 mm	M
125-CC-1-630-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/6 mm	L
125-CC-1-630-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/6 mm	XL
125-CC-1-630-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/6 mm	XXL

Item list Socket Comfort

3/9mm			
125-CC-1-930-S	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/9 mm	S
125-CC-1-930-M	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/9 mm	M
125-CC-1-930-L	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/9 mm	L
125-CC-1-930-XL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/9 mm	XL
125-CC-1-930-XXL	DEKULIFE Comfort Gel Cushion Liner	w/o distal connection, 3/9 mm	XXL

Item list Socket Comfort

10. DEKULIFE Comfort Sleeve



Item No.	Type	Description	Size
126-CS-1A-330-S	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: grey	S
126-CS-1A-330-M	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: grey	M
126-CS-1A-330-L	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: grey	L
126-CS-1B-330-S	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: beige	S
126-CS-1B-330-M	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: beige	M
126-CS-1B-330-L	DEKULIFE Comfort Sleeve	Textile colour: beige	L

DEKU
LIFE

DEKU
PRO

DEKU
TEQ

DEKUMED Kunststoff- und
Medizintechnik GmbH & Co.KG
Am Anger 27
83233 Bernau am Chiemsee
Deutschland

Fon: +49 (0)8051 – 967 33
Fax: +49 (0)8051 – 967 34 44
E-Mail: info@dekugroup.de

www.dekugroup.de

